

● MICRO-AIGUILLAGE POUR ELLE & LUI

La peau est composée de trois couches, l'épiderme (Epidermis) avec sa couche cornée, le derme (Corium) et le tissu sous-cutané (Subcutis). Chaque couche présente une différente épaisseur, selon la partie du corps, l'âge et le genre.



Selon la zone corporelle, la longueur des aiguilles et le modèle du Skin-Roller (Skin-Roller cosmétique ou médical), de différentes couches cutanées sont atteintes.

● AIGUILLAGE COSMÉTIQUE

L'aiguillage cosmétique est une technique simple, mais efficace, dans le domaine du rajeunissement de la peau de la couche cutanée supérieure, cette dernière étant exempte de nerfs et de voies sanguines. Ce traitement est de ce fait agréable et **non douloureux**.



Des études cliniques ont prouvé que les sérums ou les gels peuvent être 100 fois mieux absorbés que lors d'une application traditionnelle sur la peau.

● AIGUILLAGE MÉDICAL NEEDLING

Lors de cette intervention, le médecin pénètre dans des couches plus profondes de la peau. Afin d'éviter les douleurs chez les patients, une crème anesthésiante est appliquée env. 45 minutes avant l'intervention sur les zones cutanées à traiter. Le médecin proposera peut-être d'autres sédatifs accordés au type de peau, selon l'intensité et la sensibilité.



C'est avec plaisir que nous vous envoyons les adresses des médecins dirigeants proposant l'aiguillage médical.

© by Intense Beauty | Mise à jour : 07 Mars 2013

IB Skin-Roller™

Cosmétique

0,20 mm pour
une utilisation personnelle

- Stimule la peau
- Intensifie l'absorption des sérums/gels
- Régénère les cellules en un court temps avec des produits adaptés
- Optimise l'action des produits de soins journaliers
- Or, idéal pour la peau sensible

Médical

à partir de 1,00 mm uniquement
dans le domaine médical

- Stimule la peau
- Intensifie l'absorption des sérums/gels
- Régénère les cellules en un court temps avec des produits adaptés
- Lisse & raffermi
- Éclaircit la peau tachée et endommagée par la lumière avec des produits adaptés
- Minimise les rides
- Réduit les pores
- Active le collagène propre au corps
- Compense les cicatrices dues à l'acné

Clause de non-responsabilité

Ne donnez jamais le Skin-Roller à d'autres personnes et ne l'utilisez pas sur des enfants ou des animaux. Si vous employez le Skin-Roller dans le domaine privé, vous l'utilisez à vos propres risques et responsabilités. Un grand nombre de clients attestent des résultats positifs, mais nous n'assurons cependant pas le succès du traitement. Veuillez respecter les contre-indications et les recommandations.

Indications d'autres auteurs

Il existe de nombreuses informations relatives au «Micro Needling» (également nommé Skin Needling), celles-ci de sources différentes. Nous n'évaluons et nous ne commentons cependant pas les recommandations d'autres spécialistes. Nous sommes conscients que nos indications diffèrent éventuellement de celles d'autres auteurs. Nos recommandations se basent toutefois sur nos propres expériences, sur le savoir des esthéticiennes, des médecins et des dermatologues.

Chaque personne et sa peau sont uniques. Pour obtenir des résultats optimaux, nous recommandons d'intégrer l'avis d'un spécialiste de la peau.

Distributeur exclusif : Intense Beauty GmbH
Weinberghoehe 36a | CH - 6340 Baar/Zug | Suisse
Tél + 41 41 710 66 60 | Fax + 41 41 710 66 61
info@intense-beauty.com

www.intense-beauty.com

Sous réserve d'erreur.



Beautiful with
the IB Skin-Roller™

*Intensifiez votre soin de la
peau simplement,
efficacement & rapidement*

Un aiguillage cosmétique non douloureux
pour tous les types de peau de tout âge

RECOMMANDATIONS pour le micro-aiguillage (cosmétique)

Der IB Skin-Roller™ est uniquement à utiliser par une seule et même personne, ceci pour des raisons hygiéniques, et ne peut ni être transmis ni partagé avec d'autres personnes. À nettoyer soigneusement avant et après son utilisation.

Les 192 aiguilles du roller ne sont jamais à poser sur une surface dure ou endommagée. Veuillez respecter les contre-indications et les recommandations. À n'appliquer que dans le cadre de l'indication. Si certaines parties cutanées devaient réagir de façon sensible ou présenter des réactions négatives, nous vous prions d'interrompre le traitement jusqu'à ce que la peau se soit apaisée. Tenir le roller hors de portée des enfants.

● Le soir est un moment idéal

Le soir est le meilleur moment pour le traitement, étant donné que les pores se referment la nuit (env. 6-8 heures). L'intégration de l'aiguillage cosmétique après le nettoyage et l'application du soin du soir serait idéale.

● Respecter un environnement hygiénique

Nettoyez soigneusement les mains, les zones cutanées à traiter ainsi que l'IB Skin-Roller avec un agent désinfectant adapté avant l'utilisation. Lors de l'utilisation abusive de la solution désinfectante, nous déclinons toute responsabilité.

● Respecter les zones sensibles et ne pas les traiter

Ne pas traiter les lèvres, le contour des yeux et les paupières. Appliquer le roller prudemment sur la zone du larynx.

● À utiliser sans exercer de pression trop importante

D'excellents résultats peuvent être obtenus, même sans exercer de pression ; l'utilisation régulière sur une longue durée est cependant importante.

● Ne soigner la peau qu'avec des produits correspondants

Veillez à ce que les produits utilisés après le traitement Skin-Needling soient exempts de parfums et d'agents complémentaires, lesquels peuvent générer des réactions allergiques.

● Nettoyer & entreposer l'IB Skin-Roller

Nettoyez l'IB Skin-Roller après chaque utilisation sous de l'eau chaude courante afin de le préparer au prochain traitement. Nettoyez aussi le roller au moins 1 fois par semaine avec un désinfectant adapté, lequel contrecarre la corrosion du roller, et ne le faire que quand il est entièrement sec. Le mieux serait de le poser dans le creux, prévu à cet effet dans le capuchon protecteur, jusqu'à ce qu'il soit sec.

● Contre-indications (Skin Needling cosmétique)

Ne pas traiter les grains de beauté, les verrues et les zones rosacées. Le Skin Needling **n'est pas autorisé en cas de** : plaies ouvertes, infections, peau problématique, psoriasis, inflammations, acné active, eczéma, herpès, kératose acnéique, chéloïde, cancer de la peau, maladies cutanées malignes, collagénose et grossesse. Si, des médicaments contre les douleurs et la fièvre, de la vitamine E à dosage élevé, des fluidifiants du sang ou d'autres médicaments devaient être pris, nous vous prions de bien vouloir consulter un spécialiste avant de commencer le traitement. Consultez toujours un médecin en cas de maladies cutanées et diabétiques, ceci avant de commencer le traitement Skin Needling.

INSTRUCTIONS POUR VOTRE VISAGE



Utilisez le roller dans le cadre de votre routine de soin de la peau, ceci après le nettoyage et l'application d'un tonifiant. Divisez le visage en zones. Commencez avec le côté droit, répétez ensuite les mêmes étapes sur le côté gauche. Roulez 2 à 5 fois sur chaque zone avant de vous rendre à la prochaine.

Un teint rose peut être éventuellement obtenu après le traitement. Cinq minutes sont normalement suffisantes pour le visage et le cou. Le temps demandé dépend cependant également de la vitesse de roulement.




● SÉLECTIONNEZ VOTRE TECHNIQUE DE ROULEMENT

Suivez les instructions qui correspondent à la sensibilité de votre peau. La Méthode A est plus intense et adaptée aux zones problématiques, la Méthode B est une variante plus douce

METHODE A – INTENSE (plus intense)

Divisez les zones à traiter en différentes étapes : front, nez, joues, bouche, côté gauche et côté droit du cou.



Commencez avec une petite zone et roulez 2 à 5 fois horizontalement vers l'avant et l'arrière. Roulez ensuite sur la même zone verticalement, en diagonale vers la droite et en diagonale vers la gauche. Procédez de la même façon sur la zone du front et des joues ou sur toutes les zones que vous souhaitez traiter de manière ponctuelle.

MÉTHODE B - GENTLE (plus douce)

1 A partir du cou roulez verticalement vers le haut et du haut vers le bas. Attention au niveau du larynx !

2 Pour la prochaine étape, vous commencez au milieu du menton et roulez selon les contours du visage en direction de l'oreille pour ensuite revenir par le même chemin. Procédez aux mêmes mouvements en partant du coin de la bouche. Continuez ce processus pour atteindre ensuite le nez, la zone sous les yeux en direction de l'oreille. Évitez le contour des yeux !

3 Roulez ensuite sur la totalité de la zone des joues, partie supérieure des lèvres comprises, en direction verticale du bas vers le haut et du haut vers le bas. Répétez ce processus pour arriver à l'oreille. Pressez les lèvres l'une sur l'autre afin d'atteindre simplement la zone située sur les lèvres.

4 Commencez entre les sourcils en roulant vers le bas et en douceur le long de l'arrête du nez.

5 Ridules aux yeux : commencez en dehors de l'œil et roulez en douceur horizontalement en direction du haut de l'oreille et revenez à nouveau en arrière.

6 Ridules aux yeux : commencez verticalement sur la même zone du bas vers le haut et revenez à nouveau en arrière.

7 Sur le front, vous partez des sourcils jusqu'à la naissance des cheveux en direction horizontale de la droite vers la gauche à partir du milieu du front.

8 Traitez le front en direction verticale du bas vers le haut et du haut vers le bas. Commencez là aussi directement aux sourcils et roulez en direction de la naissance des cheveux.

9 Répétez alors les étapes 1-8 sur le côté gauche du cou et du visage.

10 Après le traitement Skin Needling, répartissez une grande quantité de gel ou de sérum approprié sur la peau en vous servant de vos mains ou d'un pinceau propre. Après pénétration complète, vous pouvez appliquer un soin final. Ne pas s'exposer aux rayons directs du soleil après le traitement. Il est important d'appliquer en plus une protection solaire (protection solaire à haut indice).

● INTENSITÉ DE L'UTILISATION (Skin Needling cosmétique)

Le traitement avec l'IB Skin Roller (cosmétique) peut, après accoutumance de la peau, être effectué tous les soirs. Nous conseillons des traitements 1 à 2 fois par semaine pour commencer.

● ÉGALEMENT UTILISABLE POUR D'AUTRES PARTIES CORPORELLES


L'IB Skin-Roller est aussi adapté à d'autres parties corporelles, telles que le décolleté, les mains, les bras, les fessiers et autres zones problématiques.



● IB SKIN-STAMPS EST ÉGALEMENT APPLICABLE SUR DES PETITES ZONES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES

Très adapté pour les zones difficilement accessibles ; comme par exemple la zone se trouvant au-dessus de la bouche et le contour des yeux.

**IB Skin-Roller & Skin-Stamps sont:
dorés • uniques • durables • élégants
autoclaves • faciles à nettoyer**



* Aucun aiguillage sur cette zone !