

● MICRO NEEDLING PARA ELA & ELE

A pele compõe-se de três camadas, a epiderme (Epidermis) com seu estrato espinhoso, a esclerótica (Corium) e a hipoderme (Subcutis). A espessura de cada camada é altamente variável e depende, da parte do corpo, idade e sexo.



Dependendo da área da pele, comprimento da agulha e modelo do rolo (cosmético ou medicinal) camadas inteiramente diferentes da pele podem ser alcançadas.

● NEEDLING COSMÉTICO

Needling cosmético é uma técnica simples porém efetiva no rejuvenescimento na camada superior da pele, na qual nem nervos nem vasos sanguíneos são encontrados. Portanto, o tratamento é agradável e indolor.



Estudos clínicos mostraram, que soros e géis podem ser até 100 vezes melhor absorvidos, se os produtos forem aplicados na pele de forma tradicional.

● NEEDLING MEDICINAL

Neste procedimento, o médico penetra nas camadas mais profundas da pele. Para que o procedimento para o paciente seja o mais indolor possível, 45 min. antes do procedimento, um creme anestésico é aplicado na área a ser tratada. O médico pode sugerir eventualmente o uso de outros analgésicos combinados ao seu tipo de pele dependendo da intensidade e sensibilidade da pele.



Os endereços dos principais médicos que aplicam o Needling medicinal serão fornecidos mediante solicitação.

IB Skin-Roller™

Cosmético

0,20 mm para uso pessoal

- Estimula a pele
- Intensifica a absorção de soros / géis
- Regenera as células em curto tempo com produtos combinados
- Otimiza os cuidados higiênicos diários
- De ouro, ideal para pele sensível

Médico

a partir de 1,00 mm apenas para a área da medicina

- Estimula a pele
- Intensifica a absorção de soros / géis
- Regenera as células em curto tempo com produtos combinados
- Suaviza & estica
- Ilumina a pele manchada com produtos adequados
- Minimiza as rugas
- Diminui os poros
- Ativa o colágeno do próprio corpo
- Equilibra cicatrizes de acne

Aviso

Nunca forneça a outros, rolos de pele para usar e não usá-lo em crianças ou animais. Se você usar um rolo, irá usá-lo em seu próprio risco e responsabilidade. Apesar de muitos de nossos clientes experimentarem resultados muito positivos, não podemos garantir o sucesso. Atenção para as contra-indicações e recomendações.

Notas de outras fontes

Há muitas informações sobre o tema "Micro Needling" (também conhecido como Skin Needling) das mais diversas fontes. Não nos cabe julgar, nem comentar recomendações de outros especialistas. Estamos conscientes de que os nossos dados podem ser diferentes dos de outros autores. Nossas recomendações são baseadas na nossa experiência, conhecimento de dermatologistas, médicos e esteticistas.

Cada pessoa e sua pele é única. Para alcançar melhores resultados, recomendamos sempre que um especialista seja consultado.



Beleza com
a IB Skin-Roller™

*Intensifica seus cuidados
com a pele de forma fácil,
efetiva & rápida*

Uma variante de Needling cosmético livre de dor
para todos os tipos de peles e idades

RECOMENDAÇÕES para Micro Needling (Cosmético)

O IB Skin-Roller™ destina-se a apenas, por razões de higiene, a uma só pessoa, e não deve ser distribuído ou compartilhado com outras pessoas. Limpar completamente antes e depois do uso. As 192 agulhas do cabeçote não devem ser colocadas sobre uma superfície dura ou serem danificadas. Atenção para as contra-indicações e recomendações. Use somente como está especificado.

Caso a pele fique sensível pela não aplicação ou se outras reações negativas acontecerem, interromper o tratamento até que tenham melhorado. Manter o rolo longe do alcance de crianças.

● À noite é o momento ideal

À noite é o melhor momento para o tratamento porque os poros fecham novamente (6-8 horas). O ideal é você integrar o Needling cosmético aos seus cuidados noturnos após a limpeza.

● Observe a higiene

Limpe bem as mãos, as áreas da pele a serem tratadas assim como o IB Skin-Roller antes do uso com um produto desinfetante apropriado. Não assumimos nenhuma responsabilidade com uso de soluções inadequadas.

● Aplique sem fazer pressão forte

Mesmo sem uma forte pressão para alcançar excelentes resultados, a prática regular ao longo do tempo é importante.

● Cuidar da pele apenas com produtos apropriados

Certifique-se de que os produtos utilizados após o Skin-Needling sejam livres de fragrância e aditivos que podem causar reações alérgicas.

● Limpar o IB Skin-Roller e armazenar seco


Limpe o IB Skin-Roller depois de cada uso com água corrente quente e o mantenha seco para o próximo tratamento. Limpe também o seu rolo, pelo menos 1 vez por semana com um desinfetante apropriado que não possa corroer o rolo. Guardar o rolo somente quando este estiver completamente seco. É melhor deixar o rolo para secagem na cavidade que é fornecida pela tampa.

● Contra-indicações (Skin Needling cosmético)

Pintas, verrugas e áreas com rosácea devem ser omitidas. **Skin Needling não é permitido em:** feridas abertas, infecções, problemas de pele, psoríase, inflamações, acne ativa, eczemas, herpes, queratose actínica, quelóides, câncer de pele, doenças de pele malignas, doenças do colágeno e gravidez. Em caso de dor e febre, doses elevadas de vitamina E, medicamentos para diluir o sangue ou outras drogas, discutir o tratamento com um especialista.

Em caso de dúvidas sobre doenças de pele ou diabetes, consulte sempre um médico antes de começar o tratamento com Skin Needling.

INSTRUÇÕES PARA O SEU ROSTO



Use o rolo na sua rotina de cuidados após a limpeza e aplicação de um tonificante. Divida o rosto em zonas. Comece com o lado direito, repita então o mesmo no lado esquerdo. Role em cada seção de 2-5 vezes, antes de passar para a próxima área.

Após o tratamento, a pele pode manter uma tez rosa por um curto tempo. O tempo dispendido no entanto também é dependente da velocidade, de como será rolado.




● ESCOLHA SUA TÉCNICA ROLL

Siga as instruções de acordo com a sensibilidade da sua pele. O Método A é intenso e adequado para áreas de problemas, enquanto que o Método B é uma versão mais suave.

MÉTODO A - INTENSO (mais intenso)

Dividir a área a ser tratada em várias seções. Testa, nariz, bochechas, boca, lado esquerdo e direito do pescoço.



Comece com uma pequena área e role de 2 - 5 vezes na horizontal para frente e para trás. Então percorra sobre a mesma área verticalmente, diagonalmente à direita e diagonalmente à esquerda. Do mesmo modo percorra a testa e a área das bochechas ou toda a área, que você gostaria de tratar pontualmente.

MÉTODO B - GENTLE (suave)

1 Role pelo pescoço verticalmente de baixo pra cima e de cima pra baixo. Tenha cuidado com a área da laringe!

2 Na próxima etapa, comece no meio do queixo e role de acordo com os contornos da face na direção da orelha novamente para trás. Em seguida, realize os mesmos movimentos de saída a partir do canto de sua boca. Continue esse processo até que você finalmente chegue ao nariz, sob os olhos em direção à orelha. Omite a área dos olhos!

3 Agora role sobre a região inteira, incluindo acima dos lábios na direção vertical, de baixo para cima e de cima para baixo. Repita esse processo até que tenha atingido a orelha. Pressione seus lábios juntos, para que você possa alcançar a área acima dos lábios com facilidade.

4 Comece entre as sobrancelhas e role suavemente ao longo do nariz para baixo.

5 Rugas nos olhos: Iniciar fora do olho e delicadamente rolar horizontalmente para trás, para a metade superior da orelha e para trás.

6 Rugas nos olhos: Role agora verticalmente sobre a mesma área de baixo novamente.

7 No final, rolar a partir das sobrancelhas para a linha do cabelo, numa direção horizontal para a direita e à esquerda no meio da testa.

8 Use na testa somente na direção vertical de baixo pra cima e de cima para baixo. Comece também aqui direto a partir das sobrancelhas e role na direção da linha do cabelo.

9 Repita apenas os passos 1-8 do lado esquerdo do pescoço e do rosto.

10 Após o tratamento com Skin Needling você pode espalhar com as mãos ou com um pincel limpo uma generosa quantidade de gel ou soro apropriado para a pele. Se tudo estiver completamente retraído, você pode terminar com os cuidados da sua pele normal. Após o tratamento, evitar a luz solar direta. Também é importante o uso de filtros solares (de largo espectro de proteção solar).

● INTENSIDADE DE USO (Skin Needling cosmético)

O tratamento com IB Skin-Roller (Cosmético) pode ser feito após a pele estar preparada, diariamente à noite. Para início nós recomendamos tratamentos de 1 até 2 vezes por semana.

● TAMBÉM APTO PARA OUTRAS PARTES DO CORPO


O IB Skin-Roller também pode ser usado em outras partes do corpo como decote, mãos, braços, nádegas e outras zonas de problemas.



● IB SKIN-STAMPS TAMBÉM APROPRIADO EM PEQUENAS ZONAS DE DIFÍCIL ALCANCE

Ótimo para áreas pequenas de difícil acesso; por exemplo, acima da boca e ao redor dos olhos.

**IB Skin-Roller & Skin-Stamps são:
dourados • únicos • duráveis • elegantes
auto-clave • fáceis de limpar**



* Não há Needling nessa área!